



BASTELIDEE

D

Zu Tisch, bitte!
Gehäkeltes Tablett.

WWW.RAYHER.COM



Verwendete Artikel:





64 675 505	Holz Häkelboden Tablett, natur	1 Stück
35 047 535	Chalky, taupe-brown	½ Dose
42 014 104	Braidy Recycling Garn m.Goldfaden, 4mm ø, elfenbein	1 Rolle
83 036 000	Wildlederreste	2 Teile (8 × 9 cm)
		1 Teil (9 × 2,5 cm)

Zusätzlich benötigst du:

22 987 000	Häkelnadel Set mit Gummigriff, 2-10mm ø
22 599 000	Profi-Lochzange
	Schere, Lineal, Stopfnadel, Pinsel

Anleitung:

- 1 Holzboden mit der Farbe bemalen. Trocknen lassen.
- 2 Mit dem Garn und der Häkelnadel feste Maschen in die Löcher häkeln, dabei jeweils an den Ecken eine Masche verdoppeln.
- 3 Ca. 3 Runden feste Maschen im Häkelstrickstich¹⁾ häkeln.
- 4 In der 4. Runde an den beiden kurzen Seiten mittig 14 Luftmaschen häkeln, ohne in die Rundenmaschen einzustecken (so entstehen später die Tragegriffe). Die Luftmaschenkette wieder in den Rand einstecken und weiter in Runden und festen Maschen im Häkelstrickstich¹⁾ arbeiten.
- 5 In der letzten Runde in das hintere Maschenglied einstecken und feste Maschen häkeln. Garn abschneiden und Enden vernähen.
- 6 Wildlederreste zuschneiden, mit der Lochzange lochen und die zwei 8 × 9 cm Zuschnitte um die Griffe wickeln und zusammennähen. Das kleine Stück mittig an der langen Seite festnähen. Den Faden zum Nähen erhältst du, indem du das Braidy Garn in einzelne Stränge teilst.



¹⁾ HÄKELSTRICKSTICH

Feste Maschen arbeiten, jedoch nicht um die obenaufliegende Masche arbeiten, sondern immer zwischen die beiden V-förmigen Maschenschenkel der Vorrunde einstecken.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

Mehr Bastelideen und zusätzliche Materialinfos findest du auf unserer Website. Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555

